


Поликлональное Антитело Anti-Cryab Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02511

Артикул: CM0018068



введение

Поликлональное антитело Anti-CRYAB (Кролик), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с CRYAB человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области биологии кристаллинов и стрессовых ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRYAB Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	MFM2; CRYA2; CTPP2; HSPB5; CMD11I; CTRCT16; HEL-S-101; CRYAB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1410
GeneID	1410
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-175 человеческого CRYAB (NP_001876.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02511
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом