


Кроличья Моноклональная Антитела К Anti-Cryab Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02511

Артикул: CM0004790



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческой CRYAB (альфа-кристаллин В-цепи), валидированная для ИHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с крысой. Идеально подходит для изучения шапероновой активности и биологии хрусталика в исследованиях и разработке ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к CRYAB
Примечания/алиасы	MFM2, CRYA2, CTRPP2, HSPB5, CMD1II, CTRCT16, HEL-S-101, CRYAB
Вид	Человек
GeneID (человек)	1410
GeneID	1410
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 76-175 человеческой CRYAB (P02511).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P02511
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	С сумкой-холодильником