

Кроличья Поликлональная Антитела Против Crybb1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P53674

Артикул: CM0025149



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий CRYBB1 (бета-кристаллин В1), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований белков хрусталика глаза и анализа вариантов заболеваний катаракты. Перекрестно реагируют с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRYBB1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CATCN3; STRCT17; CRYBB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1414
ID гена	1414
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-252 человеческого CRYBB1 (NP_001878.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P53674
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В сумке со льдом