


## Поликлональное Антитело Кролика Против Crybb2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P43320

Артикул: CM0026541



### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на бета-кристаллин B2 (CRYBB2). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, детектирует эндогенный CRYBB2 в образцах человека, мыши и крысы. Молекулярная масса ~23 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CRYBB2 Кроличье pAb                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | CCA2, CRYB2, CRYB2A, CTRCT3, D22S665, CRYBB2                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 1415                                                                                                                              |
| GeneID                             | 1415                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 человеческого CRYBB2 (NP_000487.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                              | P43320                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 23 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                 |