

Поликлональные Антитела Против Crygc Для Wb, If/Icc, Elisa — P07315

Артикул: CM0030317



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой гамма-кристаллин С (CRYGC). Валидированы для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными ортологами. Подходят для исследований белков хрусталика глаза и катаракты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRYGC кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	CCL; CRYG3; CTRCT2; CRYGC
Вид	Человек
ID гена (человек)	1420
ID гена	1420
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07315
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Хладоэлемент