


Поликлональное Антитело Против Crygs Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P22914

Артикул: CM0026749



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CRYGS (гамма-кристаллин S). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с продемонстрированной перекрестной реактивностью в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований белков хрусталика и катаракты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRYGS Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CRYG8; CTRCT20; CRYGS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1427
GeneID	1427
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-178 человеческого CRYGS (NP_060011.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22914
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом