

Поликлональные Антитела Против Crym Для Вестерн-Блота, Ифа - Q14894

Артикул: CM0030903



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против CRYM (кетиминредуктаза му-кристаллин), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований метаболизма и глухоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRYM Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TNBP; DFNA40; CRYM
Вид	Человек
ID гена (человек)	1428
ID гена	1428
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-314 человеческого CRYM (NP_001879.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14894
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Ледяной пакет