

Поликлональное Антитело Anti-Cryz Для Wb, Elisa — Q08257

Артикул: CM0019456



введение

Кроличье поликлональное антитело против CRYZ (дзета-кристаллин), валидированное методом КО. Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Полезно для исследований стабилизации мРНК, хинонредуктазы и детоксикации. SWISS Q08257.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом КО] Кроличье поликлональное антитело к CRYZ
Примечания/синоним	CRYZ; YZ
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1429
Идентификатор гена	1429
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-329 человеческого CRYZ (NP_001123514.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q08257
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Пакет со льдом