

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cryz Для Wb, If/Icc, Elisa - Q08257

Артикул: CM0018014



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CRYZ (дзета-кристаллин/НАДФН:хинонредуктаза). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований стабильности мРНК, детоксикации хинонов и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CRYZ Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CRYZ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1429
GeneID	1429
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-329 человеческого CRYZ (NP_001123514.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08257
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	В пакете со льдом