

Поликлональные Антитела Против Cs Для Wb, If/Icc, Elisa - 075390

Артикул: CM0025551



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CS (цитратсинтазы, митохондриальной). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для изучения цикла Кребса и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1431
ID гена	1431
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 167-466 человеческого CS (NP_004068.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075390
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом