

Поликлональное Антитело Кролика К Csad Для Wb И Elisa - Q9Y600

Артикул: CM0017207



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CSAD (декарбоксилазы цистеинсульфиновой кислоты), для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биосинтеза таурина, а также исследований печени и головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSAD Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CSD; PCAP; CSAD
Вид	Человек
GeneID (человек)	51380
GeneID	51380
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 371-520 человеческого CSAD (NP_057073.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9Y600
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом