


Поликлональное Антитело Кролика Против Csf1 Для Wb И Elisa — P09603

Артикул: CM0020321



введение

Данное поликлональное антитело кролика против человеческого CSF1 (M-CSF) валидировано для WB и ELISA. Оно перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы и выявляет белок размером около 60 кДа. Подходит для исследований дифференцировки макрофагов и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSF1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MCSF; CSF-1; CSF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1435
ID гена	1435
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33–190 человеческого CSF1 (NP_757351.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09603
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом