


Анти-Csf1 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - P09603

Артикул: CM0015059



введение

Анти-CSF1 кроличьи поликлональные антитела, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA с образцами человека. Необходимы для изучения колониестимулирующего фактора макрофагов 1 в процессах гемопоэтической дифференцировки, врожденного иммунитета и развития костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSF1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MCSF; CSF-1; CSF1
Вид	Человек
GeneID	1435
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-190 человеческого CSF1 (NP_757351.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09603
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом