

Кроличье Поликлональное Антитело Против Csf2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P04141

Артикул: CM0029946



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CSF2 (GM-CSF), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Иммуноген получен из N-концевой области. Идеально для исследований в гематопозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSF2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSF; GMCSF; CSF2
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	1437
Идентификатор гена	1437
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04141
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом