

Анти-Csf2Rb Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P32927

Артикул: CM0013860



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CSF2RB (CD131), подходящая для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белками. Способствует исследованию сигнальных путей IL-3, IL-5 и GM-CSF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSF2RB кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR; CSF2RB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1439
GeneID	1439
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-443 человеческого CSF2RB (NP_000386.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P32927
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Сумка со льдом