

Кроличья Поликлональная Антитела Против Csf3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P09919

Артикул: CM0024984



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CSF3, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагируют с CSF3 человека, мыши и крысы; 22 кДа.

Рекомбинантный иммуноген; подходят для исследований гранулоцитарного колониестимулирующего фактора в гемопоэзе и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CSF3
Примечания/Альтернативные названия	GCSF; CSF3OS; C17orf33; CSF3
Вид	Человек
GeneID (человек)	1440
GeneID	1440
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-207 человеческого CSF3 (NP_000750.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафиновые срезы (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09919
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом