

Поликлональное Антитело Anti-Csf3R Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99062

Артикул: CM0028870



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-CSF3R для Вестерн-блоттинга и ИФА, специфично детектирующее рецептор гранулоцитарного колониестимулирующего фактора человека. Идеально для изучения нейтрофильного ряда, гранулоцитарного созревания и моделей лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSF3R Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SCN7; CD114; GCSFR; CSF3R
Вид	Человек
GeneID (человек)	1441
GeneID	1441
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 650-750 человеческого CSF3R (NP_000751.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99062
Молекулярный вес белка	92 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом