


## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Csk (C-Src-Киназа) Для Wb, Ифа — P41240

Артикул: CM0018211



### введение

Поликлональное кроличье антитело к CSK, валидированное для WB и ИФА. Выявляет CSK человека, мыши и крысы — ключевой регулятор киназ семейства Src. Иммуноген: рекомбинантный человеческий CSK (а.к. 1-200). Идеально подходит для исследований сигнальных путей и иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к CSK                                                                                              |
| Примечания/синоним        | CSK                                                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 1445                                                                                                                                |
| GeneID                    | 1445                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого CSK (NP_001120662.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, ИФА                                                                                                                             |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | P41240                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 51 кДа                                                                                                                              |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                      |