


Кроличье Моноклональное Антитело К Csk Для Wb, Ihc-P, Elisa - P41240

Артикул: CM0002557



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому CSK, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ELISA. Обнаруживает CSK в образцах человека, мыши и крысы, поддерживая исследования регуляции Src-киназ и иммунной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CSK
Примечания/Псевдоним	CSK; тирозин-протеинкиназа CSK
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1445
Идентификатор гена	1445
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CSK (P41240).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41240
Молекулярная масса белка	51 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом