


Кроличыи Поликлональные Антитела К Csk Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41240

Артикул: CM0023657



введение

Кроличыи поликлональные антитела к тирозинкиназе CSK человека, валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для изучения опосредованной CSK регуляции киназ семейства Src в иммунном ответе и исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CSK
Примечания/Синонимы	CSK
Вид	Человек
ID гена	1445 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 188-450 CSK человека (NP_004374.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41240
Молекулярная масса	51 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет