

Поликлональное Антитело Anti-Csmd3 Для Wb, Elisa — Q7Z407

Артикул: CM0015468

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CSMD3 — крупный трансмембранный белок, участвующий в развитии дендритов. Валидировано для WB и ELISA; реактивность подтверждена на образцах человека. Идеально подходит для нейронаучных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CSMD3
Примечания/синоним	CSMD3
Вид	Человек
GeneID (человек)	114788
GeneID	114788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220–440 человеческого CSMD3 (NP_937756.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z407
Молекулярная масса белка	406 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом