


Кроличья Поликлональная Антитела Против Csnk1E Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P49674

Артикул: CM0018770



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CSNK1E (казеинкиназа I изоформа эпсилон), валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Подходят для исследований циркадных ритмов и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] CSNK1E Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CKIε; HCKIε; CKIεpsilon; 1E
Вид	Человек
GeneID (человек)	1454
GeneID	1454
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 247-416 человеческого CSNK1E (NP_689407.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49674
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом