


## Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Csnk1G1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9HCP0

Артикул: CM0028073



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к CSNK1G1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Направлены на человеческую казеинкиназу I изоформу гамма-1 – серин/треонинкиназу, участвующую в сигнальном пути Wnt. Идеально подходят для диагностических и исследовательских приложений.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CSNK1G1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | CK1gamma1; CSNK1G1                                                                                                            |
| Вид реагирования                   | Человек                                                                                                                       |
| ID гена (человек)                  | 53944                                                                                                                         |
| ID гена                            | 53944                                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 298-422 человеческого белка CSNK1G1 (NP_071331.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                       |
| Применение                         | WB, ИФА                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                       |
| SWISS                              | Q9HCP0                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 49 кДа                                                                                                                        |
| Доставка                           | Сумка-холодильник с льдом                                                                                                     |