


Кроличья Поликлональная Антитело Против Csnk1G2 Для Вб, Ифа - P78368

Артикул: CM0025091



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против киназы I изоформы гамма-2 (CSNK1G2), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает CSNK1G2 человека, мыши и крысы, идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CSNK1G2
Примечания/Синонимы	CK1g2; CSNK1G2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1455
ID гена	1455
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 316-415 человеческого CSNK1G2 (NP_001310.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78368
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом