

Поликлональные Антитела Против Csnk2A2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - P19784

Артикул: CM0023027



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CSNK2A2 (CK2α'), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/МЦК и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный CSNK2A2. Идеальны для изучения клеточного цикла, апоптоза и путей регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSNK2A2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1459
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого CSNK2A2 (NP_001887.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19784
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом