

Анти-Csnk2A2 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P19784

Артикул: CM0023459



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого и мышиного CSNK2A2, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекombинантный белковый антиген обеспечивает специфичность. Полезны для исследований сигнальных путей киназ, клеточного цикла и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSNK2A2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1459
GeneID	1459
Антиген	Рекombинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого CSNK2A2 (NP_001887.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19784
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом