

Поликлональные Антитела Против Anti-Csrp1 Для Wb, Ip, Elisa, Rip - P21291

Артикул: CM0017940

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого CSRP1, подходящие для WB, IP, ELISA и RIP. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для изучения роли CSRP1 в развитии нейронов и ядерных функциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSRP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CRP; CRP1; CSRP; CYRP; D1S181E; HEL-141; HEL-S-286; CSRP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1465
ID гена	1465
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA, RIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P21291
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом