

Поликлональные Антитела Против Csrp2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16527

Артикул: CM0024937

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CSRP2 (CRP2/LMO5/SmLIM), реактивные с человеческим и мышиным белками. Для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA) в исследованиях сосудистой биологии и дифференцировки гладкомышечных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSRP2 кролик pAb
Альтернативные названия	CRP2; LMO5; SmLIM; CSRP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1466
ID гена	1466
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого CSRP2 (NP_001312.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16527
Молекулярная масса белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом