

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Csrp2Bp Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц (If/Icc) И Ифа (Elisa) - Q9H8E8

Артикул: CM0028707

введение

Поликлональные кроличьи антитела против CSRP2BP, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦЦ (IF/ICC) и ИФА (ELISA) с реактивностью к человеку и крысе. Нацелены на белок, связывающий богатый цистеином белок 2 (KAT14/ATAC2), субъединицу гистонацетилтрансферазного комплекса ATAC, участвующего в ремоделировании хроматина и прогрессировании клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSRP2BP кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	ATAC2; CRP2BP; CSRP2BP; PRO1194; dj717M23.1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57325
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 523-782 человеческого CSRP2BP (NP_065397.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9H8E8
Молекулярный вес белка	89кДа
Доставка	Сумка со льдом