


Поликлональное Антитело Кролика Против Csrp3 - P50461

Артикул: CM0028185



введение

Поликлональное антитело кролика против CSRP3 подходит для ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Необходим для дифференцировки мышц и работы сердца. Идеально подходит для исследований кардиомиопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к CSRP3
Примечания/Алиасы	CLP; MLP; CRP3; LMO4; CMD1M; CMH12; CSRP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	8048
ID гена	8048
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-194 человеческого CSRP3 (NP_003467.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50461
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет