

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Cst8 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60676

Артикул: CM0017140

### введение

Кроличья поликлональные антитела против CST8, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий CST8 и перекрестно реагируют с мышинным белком. Подходят для изучения развития сперматозоидов и функции придатка яичка. SWISS: O60676.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличья pAb против CST8                                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | CRES; CTES5; CST8                                                                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 10047                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 53-142 человеческого CST8 (NP_005483.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                              |
| SWISS                              | O60676                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 16 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                 |