


Поликлональное Антитело Против Cstb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04080

Артикул: CM0027847



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CSTB (Цистатин-B), ингибитор тиолпротеаз. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально для исследований нейродегенерации, эпилепсии и ингибирования протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSTB Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1476
GeneID	1476
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-98 человеческого CSTB (NP_000091.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04080
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В термосумке со льдом