

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cstb Для Wb, Ihc-P, Elisa - P04080

Артикул: CM0022576



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого цистатина-В (CSTB), внутриклеточного ингибитора тиоловых протеиназ массой 11 кДа. Подходит для WB, ИHC-P, ELISA. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 1-98).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSTB кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Вид	Человек
ID гена	1476
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-98 человеческого CSTB (NP_000091.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04080
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	Сумка со льдом