


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cstf1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q05048

Артикул: CM0024955



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CSTF1, подходит для вестерн-блота, ИHC-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными ортологами. Идеально подходит для исследований процессинга 3'-конца пре-мРНК и полиаденилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSTF1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CstF-50; CstFp50; CSTF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1477
GeneID	1477
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого CSTF1 (NP_001315.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q05048
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет