

Поликлональные Антитела Против Cstf2T Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0L4

Артикул: CM0026348

введение

Кроличьи поликлональные антитела против CSTF2T, валидированные для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с человеческим и мышинным CSTF2T, ядерным белком, участвующим в полиаденилировании мРНК, независимой от AAUAAA, в половых клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSTF2T Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CstF-64T; CSTF2T
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23283
GeneID	23283
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-560 человеческого CSTF2T (NP_056050.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H0L4
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом