

Поликлональное Антитело Anti-Ctb4A Для Wb, Elisa — Q0Jf76

Артикул: CM0022646

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CTB4a (LRR-PK1) из *Oryza sativa*, подходит для WB и ELISA. Поддерживает исследования рецептороподобных киназ растений и передачи сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CTB4a
Примечания/псевдоним	LRR-PK1; CTB4a
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4335004
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-152 CTB4a из <i>Oryza sativa</i> . (Q0JF76)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0JF76
Молекулярная масса белка	120 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом