

Моноклональное Антитело Против Ctbp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13363

Артикул: CM0003910



введение

Кроличье моноклональное антитело против CtBP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения регуляции транскрипции, структуры аппарата Гольджи и дифференцировки бурого жира.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CtBP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BARS, HADDTs, CtBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1487
GeneID	1487
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 301-440 человеческого CtBP1 (Q13363).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13363
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник