


Кроличья Поликлональная Антитела Против Ctbp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q13363

Артикул: CM0020462



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий CtBP1, валидированные для WB и ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Подходят для изучения транскрипционного корепрессии, структуры аппарата Гольджи и дифференцировки бурой жировой ткани (BAT).

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CtBP1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	BARS; HADDT5; CtBP1
Вид	Человек
GeneID	1487 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-250 человеческого CtBP1 (NP_001319.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13363
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом