

Поликлональное Антитело Против Ctbp2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P56545

Артикул: CM0024561



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к СТВР2, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с СТВР2 человека, мыши и крысы (49 кДа). Идеально подходит для изучения транскрипционной репрессии, дифференцировки бурых адипоцитов и синаптической организации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к СТВР2
Примечания/Альтернативные названия	СТВР2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1488
GeneID	1488
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 345–445 СТВР2 человека (NP_001320.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56545
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	С ледяным пакетом