

## Кроличьи Моноклональные Антитела Против Ctbp2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ип (Ip) И Ифа (Elisa) - P56545

Артикул: CM0002233



### введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела против CTBP2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований транскрипционного корепрессора и синаптического каркаса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CTBP2 Rabbit mAb                                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | CTBP2; C-terminal-binding protein 2                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 1488                                                                                                                                        |
| GeneID                    | 1488                                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 346-445 человеческого CTBP2 (P56545). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                      |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                     |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                        |
| SWISS                     | P56545                                                                                                                                      |
| Молекулярный вес белка    | 49кДа                                                                                                                                       |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                            |