

Поликлональное Антитело Против Ctfc Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Хроматин-Иммунопреципитации (Chip), Elisa - P49711

Артикул: CM0015927



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CTCF, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. CTCF — ключевой хроматиновый изолятор и регулятор транскрипции. Идеально для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CTCF Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10664
ID гена	10664
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 белка CTCF человека (NP_006556.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49711
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом