

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ctcfl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ni51

Артикул: CM0024703

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий CTCFL (BORIS/CT27), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для изучения транскрипционной регуляции, импринтинга и раково-тестикулярных антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTCFL Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	CT27; BORIS; CTCF-T; HMGB1L1; dj579F20.2; CTCFL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	140690
ID гена	140690
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого CTCFL (NP_001255970.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NI51
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом