

Поликлональное Антитело Против Ctgf Для Wb, If/Icc, Elisa — P29279

Артикул: CM0018192

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому CTGF (CCN2), валидированное для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Перекрестно реагирует с крысиным белком. Идеально подходит для исследований соединительной ткани, остеогенеза и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАнт к CTGF
Примечания/Алиасы	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Вид	Человек
ID гена	1490 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид (aa 100-200 человеческого CTGF, NP_001892.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P29279
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовая упаковка