

Поликлональные Антитела Против Ctgf Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29279

Артикул: CM0016908

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CTGF, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают CTGF человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований соединительной ткани, дифференцировки хондроцитов и изучения остеогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTGF кролик rAb
Примечания/Псевдоним	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1490
GeneID	1490
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого CTGF (NP_001892.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29279
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом