

Моноклональные Антитела Против CtIP2/Bcl11B Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0K0

Артикул: CM0003336

введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела против CTIP2/BCL11B, валидированные для вест-берна, IHC-P и ELISA. Реагируют с человеческими и мышинными образцами. Идеально подходят для изучения развития Т-клеток и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTIP2/BCL11B Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64919
GeneID	64919
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9C0K0
Молекулярный вес белка	96kDa
Доставка	Сумка со льдом