

## Кроличье Поликлональное Антитело Против CtIP2/Bcl11B Для Вестерн-Блоттинга - Q9C0K0

Артикул: CM0019304

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CTIP2/BCL11B (Q9C0K0). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Ключевой регулятор дифференцировки и выживания Т-клеток, супрессор опухолей, репрессор транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CTIP2/BCL11B Кроличье pAb                                                                                                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                        |
| ID гена (Человек)                  | 64919                                                                                                                                          |
| ID гена                            | 64919                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюзионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-310 человеческого CTIP2/BCL11B (NP_612808.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                         |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                        |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                           |
| SWISS                              | Q9C0K0                                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 96 кДа                                                                                                                                         |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                              |