

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ctnna3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - Q9Ui47

Артикул: CM0002155

введение

Кроличье моноклональное антитело против CTNNA3, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения клеточной адгезии, кардиомиопатии и биологии десмосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTNNA3 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	VR22; ARVD13; CTNNA3
Вид	Человек
GenelD (Человек)	29119
GenelD	29119
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-895 белка CTNNA3 человека (Q9Ui47).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Ui47
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом