

Анти-Ctnna3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ui47

Артикул: CM0024645

введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого CTNNA3 (Альфа Т-катенин), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным. Идеально для изучения клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTNNA3 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	VR22; ARVD13; CTNNA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29119
GeneID	29119
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого CTNNA3 (NP_001278062.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Ui47
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом