


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Ctnnbip1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nsa3

Артикул: CM0003071



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CTNNBIP1 (ICAT), негативного регулятора пути Wnt. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Иммуноген: N-концевой пептид (1-81); белок 9 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTNNBIP1 кроличыи мАт
Примечания/Псевдоним	ICAT; CTNNBIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56998
GeneID	56998
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-81 человеческого CTNNBIP1 (Q9NSA3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NSA3
Молекулярный вес белка	9 кДа
Доставка	Сумка со льдом