

Поликлональные Антитела К Ctnnbl1 Для Вб, Иф/Икк И Ифа - Q8Wya6

Артикул: CM0030416



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CTNNB1, валидированные для вестерн-блота, ИФ/ИКК и ИФА у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сплайсинга и соматической гипермутации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CTNNB1
Примечания/Альтернативные названия	NAP; P14L; IMD99; PP8304; C20orf33; dj633020.1; CTNNB1
Вид	Человек
ID гена	56259
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 264-563 человеческого CTNNB1 (NP_110517.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WYA6
Молекулярная масса белка	65кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом